

K. Kardiologjise - Sherbimi i Kardiologjise

Nr	Emertimi	Forca	Vellimi	Doza	Gjendja ne stok
1	1.1% Sucinik acid aldehyde 0.3% dimetoxitetrahydrofuran 2L	0.3% - 1.1%	2L	0.3% - 1.1%	2
2	Acetylsalicylic acid	100mg	/	100mg	238
3	Adhesive Tape	5 cm x 5 m	Jo të letres	0	87
4	Alkool - Ethanol	70% / 1L	//	70%	3
5	Aminophyline	25mg	1ml	25mg/ml	10
6	Atorvastatin	20mg	//	20mg	224
7	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	79
8	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	1
9	Atropine sulphate	1mg	1mL	1mg	257
10	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

11	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
12	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
13	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	11

14	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
15	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	12
16	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14

17	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14
18	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
19	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8

20	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
21	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
22	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6

23	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
24	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	20
25	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5

26	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
27	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8
28	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8

29	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	13
30	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15
31	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15

32	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
33	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
34	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	13

35	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
36	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
37	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9

38	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
39	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
40	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5

41	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	12
42	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	1
43	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	1

44	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
45	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15
46	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

47	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
48	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14
49	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

50	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
51	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
52	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14

53	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
54	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8
55	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

56	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	1
57	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
58	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

59	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
60	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
61	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	18

62	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
63	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
64	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

65	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15
66	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
67	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5

68	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
69	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	11
70	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15

71	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
72	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15
73	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	12

74	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5
75	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15
76	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4

77	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8
78	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
79	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9

80	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në lezione fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15
81	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në lezione fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
82	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në lezione fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	15

83	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
84	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	14
85	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5

86	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	20
87	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	20
88	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2

89	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9
90	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
91	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

92	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
93	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
94	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	17

95	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
96	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
97	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2

98	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
99	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	11
100	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2

101	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
102	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
103	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4

104	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10
105	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	8
106	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6

107	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5
108	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
109	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	10

110	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
111	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	7
112	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014", Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	5

113	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
114	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
115	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3

116	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
117	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6
118	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	17

119	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
120	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
121	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2

122	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	20
123	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
124	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	9

125	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	3
126	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	2
127	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant (PTCA NC Balloons) të përdorura në leziona fokale dhe të gjata, me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik, Lloji i produktit: Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon) Diametri i balonës: 2.0–5.0mm, Gjatësia e balonës: 6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”, Presioni nominal: 10 – 12atm, Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	6

128	Ballona NC për Dilatim Koronar	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për ballonat e dilatimit koronar non-compliant(PTCA NC Balloons)të përdorura në leziona fokale dhe të gjata,me presion të lartë për optimizimin e trajtimit të lezioneve rezistente në PCI	1. Specifikacioni Teknik,Lloji i produktit:Ballonë për dilatim koronar non-compliant (NC Balloon)Diametri i balonës:2.0–5.0mm,Gjatësia e balonës:6–30mm Kompatibilitet: Me tel ndërhyrës 0.014”,Presioni nominal:10 – 12atm,Presioni i vlerësuar i shpërthimit (Rated Burst Pressure - RBP): Deri në 22 atm	0	4
129	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
130	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

131	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8
132	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
133	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

134	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	19
135	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
136	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8

137	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
138	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
139	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

140	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
141	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	18
142	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7

143	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	12
144	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
145	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10

146	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	17
147	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
148	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	20

149	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
150	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	19
151	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	9

152	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10
153	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
154	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1

155	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
156	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	50
157	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

158	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	9
159	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10
160	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2

161	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4
162	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
163	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

164	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	28
165	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	14
166	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	18

167	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1
168	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	17
169	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

170	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	18
171	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
172	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

173	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	26
174	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	36
175	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	20

176	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	13
177	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
178	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	21

179	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	22
180	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	27
181	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm,low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2

182	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
183	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar - Semikompliant,	Balloon Catheter koronar - Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 2.0-4.0mm, low profile 0.017" apo më të vogël (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
184	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3

185	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5
186	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	28
187	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

188	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
189	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	25
190	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

191	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	20
192	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
193	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

194	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
195	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	6
196	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

197	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	11
198	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
199	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	4

200	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
201	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	34
202	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar-Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	8

203	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1
204	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1
205	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	10

206	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	21
207	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar- Noncompliant, për dilatim stenti me presion të lartë dhe postdilatim, me dy marker, në interval gjatësie së paku 6mm deri 30 mm, në interval diametri 2.0mm - 4.0mm si dhe me presion mesatar të kapacitetit mbi 27atm, kompatibil per "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	24
208	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikua) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikua) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
209	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikua) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikua) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2

210	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	1
211	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
212	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	14
213	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2

214	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
215	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
216	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	7
217	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	5

218	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	15
219	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	2
220	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3
221	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	3

222	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	26
223	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	36
224	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	43
225	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	29

226	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	19
227	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	14
228	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	53
229	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	Balloon Catheter koronar	Balloon Catheter koronar, Semikompliant, për dilatim të lezioneve, me një dhe dy marker, në interval 5/6-30mm gjatësie, dhe interval të diametrit 1.0 -2.0mm, low profile më të vogël se 0.017" (për leziona të komplikuar) kompatibil me "kissing" balon teknik për Guiding catheter	0	37
230	Bandage Elastic, Crepe	10 cm x 4 m	0	0	8
231	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	96

232	Blade Surgical Knife	21	handle 4	0	71
233	Blade Surgical Knife	11	handle 4	0	397
234	Breathing System	//	(Anaesthesia adult Breathing Circuits) (22mm consisting Y-piece and elbow) Length from 160 to 180cm, edhe gypin shtese 22mm 80cm me balon 2L. Latex free	0	19
235	calcium gluconate	100mg	10mL	100mg/mL	18
236	Ceftriaxone	1000mg	//	1000mg	10
237	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	34
238	Chloropyramine hydrochloride	10mg	2mL	10mg/mL	50
239	Clopidogrel	75mg	75mg	75mg	417
240	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	285
241	Compress Gause Sterile 12	36 cm x 40 cm	0	0	3730
242	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	0	2

243	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	Coronary stent retriever	Coronary stent retriever koronar për Trombektomi Mekanike me marker nga materiali Platinum & Tungsten, me gjatësi operative 30-46mm, me diametër 4.0mm-6.0mm, teli shtyrës me material Nitinol, me 2-3 dritare hapëse (hapje të jashtme në strukturën e stentit për futjen e trombit brenda hapsirës së stentit) kompatibil me Mikrokatetër 0.21"-0.27".	0	1
244	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
245	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1

246	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	2
247	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
248	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	2

249	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	2
250	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1
251	Covered stent	1.Përshkrimi i Pajisjes- Covered stent,per sanim të perforimit të enëve koronare, aneurizmave dhe fistulave.2.Specifikim i Teknik Minimal Stent i mbuluar për përdorim në arteriet koronare.	Stenti nga kobalt kromiumi apo çelik inox të klasës mjekësore.Shtresa mbuluese nga materiale biokompatibile(EPTFE,PTFEo se poliurotani).Kompatibil me katetrin 5F. Pa prani të substancave citotoksike.Diameter të telit udhëheqës 0.014"dimensione.Diametra nga 2.5 - 4mm. Gjatësi nga 16-26mm. Presioni nominal i fryrjes 16-18 atm.	0	1

252	Dezinfektues per duar	500ml	sol/gel	0	14
253	Diazepam	5mg	//	5mg/mL	10
254	Dobutamine	250mg	20ml	250mg/20ml	20
255	Dopamine hydrochloride	40mg	5ml	40mg/ml	7
256	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
257	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
258	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
259	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
260	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
261	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1

262	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
263	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
264	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	10
265	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
266	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
267	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6
268	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1

269	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
270	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9
271	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	3
272	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
273	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
274	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
275	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1

276	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	13
277	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
278	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
279	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	5
280	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
281	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	7
282	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	9

283	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
284	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
285	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	4
286	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	2
287	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
288	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
289	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	6

290	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	1
291	Drug eluting coronary stents (DES), me polimer permanent ose bioabsorbues, platform Cabalt Chromium ose Platinum-Chromium ose Platinum-Iridium, te utilizuar me citostatik te familjes Limus.Me dimensione: gjatesia nga 8mm deri se paku 38mm,dhe diameter nga 2.0 deri 5.0mm apo 5.5mm pa u shkurtuar, me shtrat te stentit 45-86um	//	//	0	8
292	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive:Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial)Dozimi i barnës:2.0 – 3.0 µg/mm²Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëmLejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj.Materiali i balonës:Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance:Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuarPresionet:Presioni nominal (NP)11 barPresioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar)Profil i hyrjes së sistemit:• 0.017" për balonën me diametër 3.0 mmMarkues radiopak:Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi:10 – 20 mm	0	2

293	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	--	---	---

294	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	--	---	---	---

295	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

296	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

297	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	---	---	---	---

298	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	--	---	---	---

299	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofilike, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	---	---	---	---

300	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

301	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

302	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	--	---	---	---

303	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofilike, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

304	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofilike, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	---	--	---	---

305	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	10
-----	---	--	---	---	----

306	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	10
-----	---	--	---	---	----

307	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

308	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

309	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofilike, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

310	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	--	---	---	---

311	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	4
-----	---	--	---	---	---

312	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	6
-----	---	--	---	---	---

313	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	13
-----	---	---	---	---	----

314	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

315	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	---	---	---	---

316	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

317	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

318	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	---	---	---	---

319	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	3
-----	---	--	---	---	---

320	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	10
-----	---	--	---	---	----

321	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

322	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	15
-----	---	--	---	---	----

323	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përherëshëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	1
-----	---	--	--	---	---

324	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	5
-----	---	--	---	---	---

325	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

326	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

327	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

328	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	7
-----	---	--	---	---	---

329	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	7
-----	---	--	---	---	---

330	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

331	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	10
-----	---	--	---	---	----

332	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	8
-----	---	--	---	---	---

333	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	7
-----	---	--	---	---	---

334	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	2
-----	---	--	---	---	---

335	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	9
-----	---	--	---	---	---

336	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	10
-----	---	--	---	---	----

337	Drug-Eluting Balloon – Non-Compliant (DEB NC)	Substanca aktive: Paclitaxel ose Sirolimus (formulim me përthithje të lartë në murin arterial) Dozimi i barnës: 2.0 – 3.0 µg/mm² Teknologjia e elutimit: Mbështjellje hidrofiliqe, pa polimer të përhershëm Lejohet përdorimi i mbartësve biologjikë si urea, butyryl-tri-hexyl citrate, shellac, etj. Materiali i balonës: Poliamiid ose material tjetër që mundëson presion të lartë dhe përçueshmëri optimale	Kompliance: Balonë non-compliant (preferuar) ose semi-compliant e përforcuar Presionet: Presioni nominal (NP) 11 bar Presioni maksimal (RBP): 16 bar (preferuar) Profil i hyrjes së sistemit: • 0.017" për balonën me diametër 3.0 mm Markues radiopak: Të paktën 2 Diametër: në 2.0 – 4.5 mm ose më shumë Gjatësi: 10 – 20 mm	0	6
338	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik: Pajisje për trajtimin e: Lezioneve të reja ateriosklerotike Restenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES) Enëve të vogla (small vessel disease) Rastet akute të stenoze koronare Karakteristikat teknike të kërkuara: Teknologjia e mbështjelljes së balonës: Bari aktive:	sipas kontrates	0	4

339	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
340	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1

341	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
342	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

343	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
344	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10

345	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2
346	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2

347	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	5
348	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	23

349	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2
350	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2

351	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
352	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2

353	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
354	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	20

355	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	25
356	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10

357	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	5
358	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

359	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	9
360	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2

361	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
362	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	2

363	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
364	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	5

365	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10
366	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	25

367	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
368	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

369	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
370	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

371	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3
372	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	9

373	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
374	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	7

375	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
376	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10

377	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
378	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1

379	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
380	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	10

381	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	1
382	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	5

383	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	8
384	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja aterosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenozës koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	3

385	DrugElutingBalloon – SemiCompliant (DEB SC)	SemiCompliant (DEB SC) Përdorimi klinik:Pajisje për trajtimin e:Lezioneve të reja ateriosklerotikeRestenozës në stentë të vendosur më parë (BMS/DES)Enëve të vogla (small vessel disease)Rastet akute të stenoze koronareKarakteristikat teknike të kërkuara:Teknologjia e mbështjelljes së balonës:Bari aktive:	sipas kontrates	0	9
386	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating: Hydrophilic coating 38 cm (L3 coat) 0.014" (0.36 mm) guidewire compatible, 5Fr and above guide catheter compatible Usable length: 145 cm.	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length.	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating: Hydrophilic coating 38 cm (L3 coat) 0.014" (0.36 mm) guidewire compatible, 5Fr and above guide catheter compatible Usable length: 145 cm.	0	8

387	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length. Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating: Hydrophilic coating 38 cm (L3 coat) 0.014" (0.36 mm) guidewire compatible, 5Fr and above guide catheter compatible Usable length: 145 cm.	Duble lumen oval MC (microcatheter) with double stainless steel core in the proximal shaft, the same tapered soft tip used in Crosair Pro and Caravel to maintain trackability in tortuous vessels. 1RX lumen exit port in the tip, 1 OTW lumen exit port 6.5 mm from the tip, 4 mm radiopaque tip length.	Tip entry profile: 1,5 Fr (0.50 mm), 4 mm tip length. Outer diameter: oval design, distal shaft 2.5 Fr (0.84 mm) /3.3 Fr (1.08 mm), Proximal shaft 3.2 Fr (1.05 mm). Inner diameter: tip 0.40 mm (0.016"), shaft 0.43 mm (0.017"). Coating: Hydrophilic coating 38 cm (L3 coat) 0.014" (0.36 mm) guidewire compatible, 5Fr and above guide catheter compatible Usable length: 145 cm.	0	2
388	Elektroda për EKG	//	//	0	1573
389	Elektroda për EKG	//	//	0	2207
390	Endotracheal Tube With Cuff Oral	7.5	//	0	20
391	Endotracheal Tube With Cuff Oral	8	//	0	1
392	Enoxaparin	40mg	0.4	40mg/0.4ml	45
393	Epinephrine (adrenaline)	1mg	1mL	1mg	119
394	Foley Catheter	18 FG	cope	0	87
395	Foley Catheter	16 FG	cope	0	100
396	Foley Catheter	16 FG	cope	0	20
397	Foley Catheter	18 FG	cope	0	20
398	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	68
399	Furosemide	10mg	2ml	10mg/ml	1
400	Gel për UZ	//	1 L	0	2
401	Gloves examination	Medium	0	0	904
402	Gloves examination	Large	0	0	1719
403	Gloves surgical steriles pair latex	7.5	0	0	14
404	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	27
405	Gloves surgical steriles pair latex	6.5	0	0	1
406	Glyceryl trinitrate	5mg	//	5mg/ml	3
407	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	200
408	Gown Surgical Sterile Disposable	Large	0	0	45
409	Guedel Airway	n° 3	cope	0	20

410	Guidewire për Ndërhyrje Koronare Rutine	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues(Guidewire) të përdorur në ndërhyrjet koronare rutine(PCI) në lezime jo shumë komplekse.	Specifikacioni Teknik Lloji i produktit Guidewire për ndërhyrje koronare rutine Përdorimi klinik PCI në lezime jo shumë komplekse Materiali i bërthamës Nitinol etj.	0	334
411	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	5
412	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	6
413	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	5
414	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	2
415	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	7
416	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	8
417	Guiding catheter	6 F	JL 4.0	0	18
418	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	10
419	Guiding catheter	6 F	JR 4.0	0	1
420	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR:1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0; MP:1.0,2.0;RCB:IMA; Hockey stick: I,II,III; Champ;MAC;NOTO;ELGAMAL 3DRIGHT, me variante me dhe pa side holes per casje femorale dhe radiale te gjitha konfigurimet.	//	//	0	25
421	Guiding catheter 6F, 7F, 8F Kateter per Intervenime komplekse per Angiografi koronare nga materiali me polimer unike qe rrite qendrushmerin ndaj forces dhe mundeson qendrushmerin e kurbes me lumen te gjere i pajtushem me pajisjet intervente per trajtim me rrjedhje te avansuar dhe vizualizim me te mire me tipe dhe lakesa;AL:0.75,1.0,1.5,2.0,3.0;AR:1.0,2.0,EBU:3.0,3.25,3.5,3.75,4.0,4.5,5.0;RBU:3.5,4.0; MP:1.0,2.0;RCB:IMA; Hockey stick: I,II,III; Champ;MAC;NOTO;ELGAMAL 3DRIGHT, me variante me dhe pa side holes per casje femorale dhe radiale te gjitha konfigurimet.	//	//	0	28
422	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	283

423	Heparin natrium	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	25000 iu 5ml	645
424	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	20 G, 1.1 x 32 mm	0	0	1162
425	I.V. Placement Unit, Short , Luer Type Disposable	22 G, 0.8 x 25 mm	0	0	2
426	Infusion Giving Set	0	0	0	1346
427	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në ndërhyrje koronare (PCI), i dizajnuar për kalim të lezioneve stenotike dhe komplekse.	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia totale: 145 – 300 cm • Materiali i bërthamës: Çelik inox – DurasteelStainless ose Nitinol • Mbështjellje: Polimer i plotë (full polymer jacket) • Veshje e jashtme: Hidrofilike, të paktën 6 cm në segmentin distal prej 16 cm	0	195
428	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në ndërhyrje koronare (PCI), i dizajnuar për kalim të lezioneve stenotike dhe komplekse.	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia totale: 145 – 300 cm • Materiali i bërthamës: Çelik inox – DurasteelStainless ose Nitinol • Mbështjellje: Polimer i plotë (full polymer jacket) • Veshje e jashtme: Hidrofilike, të paktën 6 cm në segmentin distal prej 16 cm	0	13

429	Intervention Guidewire Hidrofil për PCI	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për telin intervenues (Intervention Guidewire) të përdorur në ndërhyrje koronare (PCI), i dizajnuar për kalim të lezioneve stenotike dhe komplekse.	1. Specifikacioni Teknik • Lloji i produktit: Intervention Guidewire hidrofil për PCI • Dizajni: Core-to-tip – lidhje direkte e bërthamës me majën • Diametri i telit: 0.008-0.014" (inch) • Gjatësia totale: 145 – 300 cm • Materiali i bërthamës: Çelik inox – DurasteelStainless ose Nitinol • Mbështjellje: Polimer i plotë (full polymer jacket) • Veshje e jashtme: Hidrofilike, të paktën 6 cm në segmentin distal prej 16 cm	0	82
430	Intervention Guidewire me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	Intervention Guidewire	me diameter 0.014 dhe me gjatesi 180-300 cm . Extra Support , me maje distale fleksibile për të reduktuar traumën e enëve të gjakut dhe ndihmon ne drejtimin e enëve të gjakut. Lloji i majes Spring Coil me peshe specifike 0.9g, nga materiali Stainles steel me mveshje hibride Hidrofilike, 3 cm radiopak	0	1
431	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	37950
432	Kontrast jojonik jod/ml	350-400mg	deri 200ml	350-400mg	13800
433	Lidocaine	2%	//	2%	379
434	Lidocaine	2%	//	2%	246
435	MASK SURGICAL DISPOSABLE	0	0	0	47
436	Maska per oksigjen	për të rritur	//	0	20
437	Metoclopramide Hydrochloride	5mg	2ml	5mg/ml	100
438	Midazolam hydrochloride	1mg	5ml	1mg/ml	5
439	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	425
440	Natrium chloride	0.9%	500 ml	0.9% 500 ml izotonik (ekuivalent me Na+ 154 mmol/L, Cl- 154 mmol/L)	416

441	Needle Luer Type Disposable	21 G, 0.8 x 38 or 40 mm	0	0	17
442	Needle Luer Type Disposable	18 G , 1.3 x 45 mm	0	0	10
443	Pantoprazole	40 mg	//	40 mg	15
444	Potassium Chloride	7.45-7.50%	//	7.45-7.50%	8
445	Set steril për Angiografi me përbërje: Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operate) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi (transparente).	Set steril për Angiografi me përbërje:	Angiography folio drape (mbulesë sterile e fushës operate) dyshtresore, e ngjeshur që nuk lëshon lëngjet, me dy hapje akses me ngjitës, me dimensione së paku 250x 300cm; Dy mantela steril (L); Shiringë angiografike TH 10-12ml; Three valve manifold; Pjatë për tretje; Gaza 10x10cm (10 copë); Mbulesa për tavolinë pune; Mbulesë transparente për tubin angiografik dhe për Xhamin për mbrojtje nga rrezatimi (transparente).	0	99
446	Sheath për Qasje Radiale	1.Sheath për Qasje Radiale Sheath introducer për qasje radiale(radial approach). Madhësia:5F dhe 6F.Gjatësia:10 – 25 cm.Të pajisur me mini guidewire kompatibil (0.018”– 0.021"x45cm)për secilin sheath.Të pajisur me gjilpërë metalike punktuese 20Gose21G.	Materiali i sheath-it dhe komponentët përcjellës duhet të jenë të testuar për biokompatibilitet sipas ISO 10993,të kenë fleksibilitet adekuat dhe rezistencë ndaj kinks-imit.Të ofrohet deklarata e përputhshmërisë nga prodhuesi me standardet evropiane dhe certifikatat përkatëse.	0	461
447	SHEET ABSORBABLE DISPOSABLE	60 x 60 cm	0	0	99

448	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

449	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

450	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

451	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

452	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

453	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

454	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

455	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	13
-----	---	---	---	---	----

456	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	48
-----	---	---	---	---	----

457	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

458	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

459	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	13
-----	---	---	---	---	----

460	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	38
-----	---	---	---	---	----

461	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

462	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

463	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

464	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

465	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

466	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	8
-----	---	---	---	---	---

467	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

468	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

469	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

470	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	13
-----	---	---	---	---	----

471	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

472	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	---	---	---	----

473	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

474	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	12
-----	---	---	---	---	----

475	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

476	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

477	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

478	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

479	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

480	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	10
-----	---	---	---	---	----

481	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

482	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

483	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

484	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

485	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

486	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

487	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

488	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

489	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	41
-----	---	---	---	---	----

490	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	8
-----	---	---	---	---	---

491	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

492	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

493	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

494	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

495	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	14
-----	---	---	---	---	----

496	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

497	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

498	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

499	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

500	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

501	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

502	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

503	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	4
-----	---	---	---	---	---

504	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyrja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	--	---	---	---

505	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

506	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	25
-----	---	---	---	---	----

507	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

508	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	12
-----	---	---	---	---	----

509	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

510	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

511	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyrja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	--	---	---	---

512	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

513	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	9
-----	---	---	---	---	---

514	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

515	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

516	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

517	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	17
-----	---	---	---	---	----

518	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

519	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	37
-----	---	---	---	---	----

520	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	19
-----	---	---	---	---	----

521	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

522	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	7
-----	---	---	---	---	---

523	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyrja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	41
-----	---	--	---	---	----

524	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

525	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

526	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

527	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70-85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

528	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	2
-----	---	---	---	---	---

529	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	1
-----	---	---	---	---	---

530	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	3
-----	---	---	---	---	---

531	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	15
-----	---	---	---	---	----

532	Stenda DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Platina-Kromium (PtCr) ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe material me karakteristika të ngjashme për forcë, radiopacitet dhe fleksibilitet. Lyerja: Polimerbioresorbues PLGA, me kohë të resorbimit ≤ 3 muaj nga implantimi. Bar i eluar: (Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus), me densitet doze të kontrolluar, për elutim të sinkronizuar. Dizajni i stentit: Dizajn me dy konektorë për segment, për të ruajtur fleksibilitetin dhe mbështetjen longitudinale.	Konektor shtesë proksimal për mbështetje më të mirë në segmentet ostiale dhe për shmangie të deformimit gjatë manovrimit. Trashësia e strutës $\leq 80 \mu\text{m}$ (nano-strut $70\text{--}85 \mu\text{m}$). Diametri i disponueshëm: $2.25 \text{ mm} - 5.00 \text{ mm}$, në rritje progresive (p.sh., 0.25 mm). Gjatësia e disponueshme: Të paktën $8/9 \text{ mm}$ deri 38 mm, me mundësi të zgjatjes dhe mbështetje uniforme. Radiopaciteti: I garantuar me përdorimin e markuesveradiopak në të dy skajet e stentit.	0	5
-----	---	---	---	---	---

533	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

534	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

535	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

536	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

537	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

538	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

539	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

540	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

541	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

542	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

543	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

544	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

545	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

546	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

547	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

548	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

549	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

550	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

551	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

552	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

553	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

554	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

555	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	--	---	---

556	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	--	---	---

557	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
558	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
559	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	45

560	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	18
561	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	21
562	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	8
563	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	42
564	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	8

565	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

566	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

567	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

568	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

569	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

570	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

571	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

572	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

573	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	3
-----	---	---	---	---	---

574	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

575	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

576	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

577	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	--	---	---

578	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
579	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
580	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	30

581	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
582	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	14
583	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
584	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
585	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	1

586	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

587	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

588	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
-----	---	---	---	---	---

589	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

590	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	--	---	---

591	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
592	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	8
593	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

594	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
595	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	21
596	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
597	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	7
598	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2

599	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3
600	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
601	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	14
602	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	12
603	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5

604	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	27
605	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
606	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	18

607	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

608	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	4
-----	---	---	---	---	---

609	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
610	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
611	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4

612	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
613	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	50
614	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
615	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
616	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2

617	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
618	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	6
619	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3
620	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	1
621	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	11

622	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
623	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	15
624	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	1
625	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	60
626	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5

627	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
628	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	19
629	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20
630	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
631	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	20

632	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
633	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
634	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
635	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
636	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10

637	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
638	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2

639	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta- baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
-----	---	---	---	---	---

640	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	1
641	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	7
642	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5

643	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	40
644	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
645	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10
646	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	1
647	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3

648	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	Materiali i platformës: Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar. Barna elutuese Të jetë një barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus) Polimeri Të ketë polimer biodegradues ose biokompatibil (p.sh. PLLA, PLGA ose të krahasueshëm), resorbim i polimerit brenda 3-4 muajsh nga implantimi.	Trashësia e strut-it Të jetë jo më shumë se 90 nanometra (nm), për të minimizuar traumën vaskulare dhe për të përmirësuar shërimin endotelial Kompatibiliteti Stenta-baloni duhet të jetë hidrofilikee kompatibilizuar me guiding catheter 5F për të gjitha madhësitë. Madhësitë: Diametra të disponueshme: nga 2.25 mm deri 4.5 mm Gjatësia: nga 8/9 mm deri 40 mm	0	2
649	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	4
650	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2

651	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
652	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
653	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	11
654	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	14
655	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	1

656	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	7
657	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	18
658	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
659	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	18
660	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5

661	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
662	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
663	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	4
664	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	31
665	Stenta DES për trajtim të stnozave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	3

666	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
667	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
668	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	26
669	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	50
670	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	10

671	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	9
672	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	2
673	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
674	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	3
675	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	10

676	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	9
677	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	2
678	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	15
679	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	5
680	Stenta DES për trajtim të stenzave të arterieve koronare	Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontrates lot 1	0	43

681	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	30
682	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	5
683	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	25
684	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
685	Stenta DES për trajtim të stenozeve të arterieve koronare	• Materiali i platformës: o Të jetë Kobalt-Krom ose Platinium-Krom, me vetitë mekanike të larta dhe biokompatibilitet të dëshmuar.	• Barna elutuese: o Të jenë barna antiproliferative nga grupi i limusëve (p.sh. Sirolimus, Everolimus, Zotarolimus, Biolimus). etj sipas kontratës lot 1	0	15
686	Suture Absorbable Polyglactine	USP 2	35mm 75cm 1/2 RB	0	21
687	Suture Non Absorbable Nylon	USP 2/0	30mm 75cm 1/2 CT	0	48

688	Syringe Disposable Luer tip	10 ml	0	0	2386
689	Syringe Disposable Luer tip	20 ml	0	0	165
690	Tela Diagnostik - Diagnostic wire	Ky dokument përshkruan kërkesat teknike minimale për tela diagnostik të përdorur gjatë koronarografisë.	1. Specifikimi Teknik Minimal • Për insertim. • Stabilizim dhe pozicionim të kateterave angiografik. • Me interval gjatësie 175-185cm. • Me lakëse (curve) J 0.035".	0	1806
691	Tramadol	50 mg	2 ml	50 mg / ml	31
692	Urine Bag With Drain	2L	0	0	203
693	Urine Bag With Drain	2L	0	0	185
694	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	229
695	Verapamil Hydrochloride	2.5mg	2ml	2.5mg/ml	100